

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za **1. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2026.** godini Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.

## MODUL

- I Biokemijske pretrage
- II CRP
- III Laboratorijska hematologija
- IV Laboratorijska koagulacija
- V Specifični proteini
- VI Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
- VII Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
- VIII Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi
- IX HbA1c
- XI Test klorida u znoju
- XII Biokemijske pretrage u mokraći
- XIII Brzina sedimentacije eritrocita

## DINAMIKA CIKLUSA:

18. – 20. 3. 2026.  
do 4. 4. 2026.  
od 27. 4. 2026.

DISTRIBUCIJA UZORAKA  
UNOS REZULTATA  
DOSTUPNI OBRADENI REZULTATI

## INFORMATIČKI KOORDINATOR

Iva Friščić

kontakt: [crogalm@gmail.com](mailto:crogalm@gmail.com)  
uz **obavezan unos šifre laboratorija**

## UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

- na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku **Uputstva i obrasci**:  
<http://crogalm.hdmblm.hr/index.php/uputstva-i-obraci>

**Napomena: uzorak za Modul 3** (Laboratorijska hematologija) **potrebno je analizirati neposredno po primitku pošiljke**, a uzorke za **Modul 2** (CRP) i **Modul 9** (HbA1c) što prije nakon primitka pošiljke.

## UNOS REZULTATA

- putem novog web sučelja CROQALM-a: <https://www.kpmd.co.uk/CROQALM/>
- putem mrežne stranice CROQALM-a u izborniku **Prijave i unos rezultata**:  
<http://crogalm.hdmblm.hr/index.php/prijave-i-unos-rezultata>

Podsjećamo vas da je potrebno čuvati vlastite originalne zapise s uređaja ili takvi zapisi trebaju biti pohranjeni u LIS jer oni mogu biti predmetom stručnog nadzora Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

S kontrolnim uzorcima treba postupati kao i sa svakim drugim nepoznatim uzorkom u laboratoriju.

## Novosti u 2026. godini:

Molimo da provjerite korištene metode, reagense i uređaje koje koristite za analizu. Za razliku od prethodnih ciklusa, pri odabiru uređaja potrebno je odabrati **točan tip uređaja** koji se koristi za svaku pretragu. Prilikom obrade rezultata uređaje ćemo grupirati kako bismo povećali broj sudionika u homogenim oglednim grupama.

**Ako se vaš uređaj/metoda/reagens ne nalazi na listi, zatražite unos istih (u zahtjevu unesite naziv uređaja, proizvođač reagensa i metodu koja se koristi na uređaju) putem e-maila: [croqalm@gmail.com](mailto:croqalm@gmail.com)**

### Modul 1:

- nova pretraga u okviru ovog modula je **LDL (računski)**. Pri izračunu je potrebno koristiti rezultate dobivene za ukupni kolesterol, trigliceride i HDL kolesterol. Svi koji određuju LDL na uređaju i dalje upisuju rezultat izmjenjenog LDL kolesterola pod pretragu **LDL kolesterol (izmjereni)**
- slijedom velikog broja upita, uveli smo mogućnost upisa **TIBC-a ili UIBC-a računskom metodom**. Pri izračunu je potrebno koristiti rezultate dobivene za željezo i UIBC ili TIBC, zavisno o korištenoj metodi i uređaju.

---

## UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

---

I

### BIOKEMIJSKE PRETRAGE

#### Pretrage:

Glukoza, Ukupni bilirubin, Konjugirani bilirubin, Kreatinin, Ureja, Urati, Natrij, Kalij, Ukupni kalcij, Anorganski fosfati, Kloridi, Željezo, Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC), Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC), Bakar, Kolesterol, HDL-kolesterol, **LDL-Kolesterol (računski)**, **LDL-Kolesterol (izmjereni)**, Trigliceridi, Alanin-aminotransferaza (ALT), Aspartat-aminotransferaza (AST), Gama-glutamiltransferaza (GGT), Alkalna fosfataza (ALP), Kreatin-kinaza (CK), Laktat-dehidrogenaza (LDH), Alfa-amilaza (AMS), Ukupni proteini, Albumin, Kolinesteraza, Ukupni magnezij, Laktat, Lipaza (LPS), Brzina glomerularne filtracije (eGFR)

Za upis rezultata **eGFR**-a koristiti sljedeće podatke:

Rezultat za **kreatinin**

Spol: **ženski**

Datum rođenja: **5. 7. 1963.**

Visina: **174 cm**

**Vrsta uzorka:** liofilizirani komercijalni kontrolni uzorak humanog porijekla

**Čuvanje:** 2 - 8 °C

**Priprema:** Uzorak liofiliziranog seruma otopiti u 5,0 mL destilirane ili deionizirane vode, začepiti i ostaviti na sobnoj temperaturi 30 min uz povremeno miješanje. Prije određivanja lagano promiješati uzorak kružnim okretajima nekoliko puta da se osigura homogenost uzorka.

**Stabilnost:** Otopljeni uzorak stabilan je 7 dana na 2 - 8 °C, 30 dana na -20 °C.

Moguće je upisati rezultate s **4 različita uređaja**. Prije upisa rezultata preporučamo da svakom uređaju dodijelite interni naziv (ID) kako bi kroz cikluse uvijek mogli pratiti rezultate s odgovarajućih uređaja.

II

CRP

Uzorak je potrebno analizirati što ranije po primitku.

**Pretrage:** C-reaktivni protein (CRP)

**Vrsta uzorka:** tekući uzorak seruma humanog porijekla

**Čuvanje:** 2 - 8 °C

**Priprema:** Da biste osigurali homogenost, prije određivanja potrebno je uzorak lagano promiješati kružnim okretajima nekoliko puta.

**Stabilnost:** Uzorak je stabilan 5 dana na 2 - 8 °C.

#### Napomena za opis rezultata

Moguće je upisati rezultate s **4 različita uređaja**. Prije upisa rezultata preporučamo da svakom uređaju dodijelite interni naziv (ID) kako bi kroz cikluse uvijek mogli pratiti rezultate s odgovarajućih uređaja.

Rezultate analize koji su ispod donje granice mjernog područja metode upisati kao donju granicu mjernog područja.

Od ovog ciklusa moguće je prijaviti rezultate **CRP-a određenih na hematološkom analizatoru** (potrebno je odabrati metodu: „CRP s hematološkog brojača“, odgovarajući uređaj i pripadajući reagens. U slučaju da koristite ovu metodu, CRP se određuje iz uzorka za modul 2, a ne iz uzorka za modul 3.

Korisnici koji **CRP određuju na POCT analizatorima** u padajućem izborniku „Metoda“ trebaju odabrati „POCT-imunoturbidimetrija“.

III

LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA

Uzorak je potrebno analizirati neposredno po primitku.

**Pretrage:** Leukociti (Lkc), Eritrociti (Erc), Hemoglobin (Hb), Hematokrit (Htc), Prosječni volumen eritrocita (MCV), Prosječna količina hemoglobina u eritrocitu (MCH), Prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima (MCHC), Raspodjela eritrocita po volumenu (RDW), Trombociti (Trc), Prosječni volumen trombocita (MPV), parametri DKS (aposlutni broj i udio) (neutrofilni granulociti, limfociti, monociti, eozinofilni granulociti, bazofilni granulociti, MID (monociti, eozinofilni granulociti, bazofilni granulociti), Retikulociti (brojač/mikroskopija)

**Vrsta uzorka:** Puna krv humanog porijekla

**Čuvanje:** 2 - 8 °C

**Priprema:** Neposredno prije određivanja na hematološkom analizatoru pažljivo i temeljito promiješati inverzijom epruvete 8 - 10 puta.

#### Napomena za opis rezultata

Apsolutni broj retikulocita/L (Rtc x 10<sup>9/L</sup>) upisuju samo korisnici koji određuju retikulocite na hematološkim analizatorima. Korisnici koji određuju broj retikulocita mikroskopski, upisuju SAMO relativni broj retikulocita/1000 E!

Moguće je upisati rezultate sa **6 različita uređaja**. Prije upisa rezultata preporučamo da svakom uređaju dodijelite interni naziv (ID) kako bi kroz cikluse uvijek mogli pratiti rezultate s odgovarajućih uređaja.

## IV

## LABORATORIJSKA KOAGULACIJA

**Pretrage:** Protrombinsko vrijeme-udjel (PV-udjel), Protrombinsko vrijeme-INR (PV-INR), Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV), Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme-omjer (APTV-omjer), Fibrinogen, Antitrombin – aktivnost, D-dimeri

**Vrsta uzorka:** Liofilizirani humani uzorak plazme

**Čuvanje:** 2 - 8 °C

**Priprema:** Uzorak liofilizirane plazme otopiti u **1,0 mL destilirane ili deionizirane vode čija je temperatura 15 - 25 °C**, zatvoriti i ostaviti na sobnoj temperaturi **15 - 30 min uz povremeno kružno miješanje**. Prije određivanja lagano promiješati uzorak kružnim okretajima nekoliko puta da se osigura homogenost uzorka, uz vizualnu provjeru o potpuno otopljenom liofilizatu. Inverzno, snažno miješanje nije dozvoljeno.

**Stabilnost:** Otopljen i jednom otvoren, uzorak je stabilan maksimalno 1 dan na 2 – 8 °C. **Pretragu protrombinsko vrijeme - udjel potrebno je napraviti odmah nakon stabilizacije uzorka.**

#### Napomena za upis rezultata

Moguće je upisati rezultate s **2 različita uređaja**. Prije upisa rezultata preporučamo da svakom uređaju dodijelite interni naziv (ID) kako bi kroz cikluse uvijek mogli pratiti rezultate s odgovarajućih uređaja.

## V

## SPECIFIČNI POTEINI

**Pretrage:** : Komplement-komponenta C3, Komplement-komponenta C4, Imunoglobulin A (IgA), Imunoglobulin E (IgE), Imunoglobulin G (IgG), Imunoglobulin M (IgM), Reumatoidni faktor (RF)

**Vrsta uzorka:** liofilizirani komercijalni kontrolni uzorak humanog porijekla

**Čuvanje:** 2-8 °C

**Priprema:** Liofilizirani kontrolni uzorak potrebno je otopiti u 1,0 mL destilirane ili deionizirane vode, začepiti i ostaviti na sobnoj temperaturi 30 min uz povremeno miješanje. Izbjegavajte stvaranje pjene i nemojte snažno miješati ili tresti uzorak. Da bi osigurali homogenost, prije određivanja potrebno je uzorak lagano promiješati kružnim okretajima nekoliko puta.

**Stabilnost:** Otopljeni uzorak stabilan je 14 dana na 2-8°C ili 30 dana na –20°C ako je pohranjen unutar 30 minuta od otapanja.

#### Napomena za upis rezultata

Rezultate analize koji su ispod donje granice mjernog područja metode upisati kao donju granicu mjernog područja.

## VI

## ANALIZA MOKRAĆE (TEST TRAKA, MOKRAĆNI SEDIMENT)

**Pretrage:**

**Test traka:** Glukoza, Ketoni, Relativna volumna masa, Bilirubin, Urobilinogen, Eritrociti/Hemoglobin, pH, Proteini (test traka), Nitriti i Leukociti/Leukocitna esteraza

**Sediment mokraće:** Leukociti, Eritrociti, Kristali, Cilindri

**Vrsta uzorka:** tekući komercijalni kontrolni uzorak mokraće humanog porijekla, 10 mL

**Čuvanje:** 2 - 8 °C.

**Priprema:** Uzorak je spreman za analizu kada postigne sobnu temperaturu (18 – 25 °C) za otprilike 30 minuta uz pažljivo inverzno miješanje epruvete najmanje 20 puta prije izvođenja analize zbog homogenizacije uzorka.

#### **Upute za mikroskopski pregled mokraćnog sedimenta**

Nakon analize kemijskog pregleda mokraće, preostalu cijelu količinu kontrolnog uzorka mokraće potrebno je centrifugirati 5 min na 400 g (1500 okr/min).

Nakon centrifugiranja iz uzorka oduzeti 9 mL supernatanta. Ostatak supernatanta promiješati kako bi se u njemu resuspendirao sediment.

Za mikroskopiranje je na objektno stakalce potrebno staviti oko 20 µL resuspendiranog sedimenta, prekriti pokrovnim stakalcem te odmah gledati pod mikroskopom.

Automatizirani pregled sedimenta mokraće i dalje se provodi koristeći kompletni volumen dobivenog uzorka mokraće.

**Stabilnost:** 30 dana na 2 - 8 °C. Uzorak se ne smije zamrzavati.

#### **Napomene za upis rezultata**

- Moguće je upisati rezultate s **2 različita uređaja**. Prije upisa rezultata preporučamo da svakom uređaju dodijelite interni naziv (ID) kako bi kroz cikluse uvijek mogli pratiti rezultate s odgovarajućih uređaja.
- Kod upisa rezultata sedimenta mokraće vrstu kristala i cilindara molimo upišite u „napomenu uz rezultat“.
- **Rezultat „trag“ na test traci upisuje se kao pozitivan.**

VII

**ANALIZA pH, PLINOVA, IONIZIRANIH ELEKTROLITA, GLUKOZE I LAKTATA**

**Pretrage:** Parcijalni tlak kisika (pO<sub>2</sub>), Parcijalni tlak ugljičnog dioksida (pCO<sub>2</sub>), pH, Ionizirani kalcij, Ionizirani kalij, Ionizirani natrij, Ionizirani kloridi, Glukoza, Laktati

**Vrsta uzorka:** puferirana obojena vodena otopina

**Čuvanje:** sobna temperatura

**Priprema:** Prema deklaraciji, **temperatura uzorka pri analizi treba biti 20 – 23 °C** i predstavlja važan prijeanalitički faktor za pCO<sub>2</sub> i pO<sub>2</sub>.

Ukoliko je uzorak prije mjerenja čuvan u hladnjaku, proizvođač preporučuje stabilizaciju uzorka prije mjerenja najmanje 8 sati na sobnoj temperaturi. Prije određivanja potrebno je uzorak promiješati laganim, inverznim okretanjem ampule 15 - 20 puta da bi se izjednačile koncentracije plinova u vodenoj fazi. Pri tome, eventualno nastale mjehuriće potrebno je ukloniti tapkanjem po ampuli prije otvaranja ampule i samog mjerenja. Uzorak za pH i plinove u krvi mora se analizirati odmah nakon otvaranja ampule, odnosno unutar 60 minuta ako se koristi samo za određivanje ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata.

Analizu uzorka provesti sukladno uputama proizvođača uređaja za analizu kontrolnog materijala.

#### **Napomena za upis rezultata**

Moguće je upisati rezultate sa **7 različitih uređaja**. Prije upisa rezultata preporučamo da svakom uređaju dodijelite interni naziv (ID) kako bi kroz cikluse uvijek mogli pratiti rezultate s odgovarajućih uređaja.

VIII

**HORMON, VITAMINI, TUMORSKI I SRČANI BILJEZI**

**Pretrage:** Trijodtironin, ukupni (T3), Tiroksin, ukupni (T4), Tireotropni hormon (TSH), Tiroksin, slobodni (FT4), Trijodtironin, slobodni (FT3), Tireoglobulin (Tg), Parathormon (PTH), Estradiol, Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S), Folikul stimulirajući hormon (FSH), Hormon luteinizacije (LH), Progesteron, Prolaktin (PRL), Globulin koji veže spolne hormone (SHBG), Testosteron, ukupni, Kortizol, Inzulin, C-Peptid, NT-proBNP, Troponin I/hsTroponin I, Troponin T/hsTroponin T, Folna kiselina (folat), Vitamin B12 (kobalamin), Korionski gonadotropin (HCG), Feritin, CA 15-3, CA 125, Alfafetoprotein (AFP), CEA, CA 19-9, PSA (ukupni), PSA slobodni (fPSA), Omjer fPSA/PSA (%fPSA), 25-hidroksi kolekalciferol (25-OH vitamin D).

**Vrsta uzorka:** liofilizirani uzorak humanog porijekla, 3 mL

**Čuvanje:** 2 - 8 °C

**Priprema:** Lagano protresti bočicu da sadržaj padne na dno. Pažljivo otvoriti plastični poklopac i skinuti gumeni čep. Pipetirati u bočicu 3,0 mL destilirane ili deionizirane vode temperature 15 – 25 °C, zatvoriti gumenim čepom, promiješati i ostaviti na sobnoj temperaturi oko 30 minuta uz povremeno miješanje. Prije određivanja lagano promiješati uzorak kružnim okretajima nekoliko puta da se osigura njegova homogenost. Snažno miješanje se ne preporučuje.

**Stabilnost:** Svi analiti u otopljenom, čvrsto zatvorenom uzorku stabilni su 10 dana na 2 – 8 °C i 30 dana na temperaturi ≤ 20 °C, ako je uzorak zamrznut unutar 30 min od otapanja. Jednom otopljeni uzorak ne preporučuje se ponovo zamrznuti.

Iznimke na 2 – 8 °C:

- C-Peptid - 7 dana,
- Folna kiselina - 4 dana
- NT-pro BNP - 5 dana
- Konc. PTH pada 3 % na dan
- Konc. Troponina I može padati 2 – 5 % na dan
- Troponin T - 9 dana

<b>IX</b>	<b>HbA1c</b>
-----------	--------------

**Pretraga:** Hemoglobin A1c

**Vrsta uzorka:** tekući komercijalni kontrolni uzorak

**Čuvanje:** 2 - 8 °C

**Priprema:** : Uzorak je spreman za analizu kada postigne sobnu temperaturu (18 – 25 °C) uz pažljivo inverzno miješanje epruvete nekoliko puta prije izvođenja analize zbog homogenizacije uzorka.

**Stabilnost:** 30 dana na 2 - 8 °C. Uzorak se ne smije zamrzavati.

<b>XI</b>	<b>TEST KLORIDA U ZNOJU</b>
-----------	-----------------------------

**Pretraga:** Test klorida u znoju

**Vrsta uzorka:** tekući materijal spreman za upotrebu

**Čuvanje:** 2 – 8 °C

**Priprema:** Uzorak je potrebno temperirati bar 15 min na sobnoj temperaturi i dobro promiješati prije upotrebe.

**Postupak za merkurimetrijsku titraciju:** Na prethodno odvagani filter papir (gazu) otpipetirati 100 µl uzorka te dalje postupati kao i s uzorcima pacijenata.

**Stabilnost:** Uzorak je stabilan 3 mjeseca na 2 – 8 °C.

#### **Napomena za upis rezultata**

**Korisnici koji koriste merkurimetrijsku titraciju u izborniku za uređaje odabiru „---“.**

**XII**

## **BIOKEMIJSKE PRETRAGE U MOKRAĆI**

**Pretrage:** Albumin, Ukupni proteini, Kreatinin, Omjer albumin/kreatinin, Omjer proteini/kreatinin, Amilaze

**Vrsta uzorka:** tekući komercijalni kontrolni uzorak mokraće humanog porijekla

**Priprema:** Uzorak je spreman za analizu kada postigne sobnu temperaturu. Uzorak mokraće lagano miješati inverzijom epruvete nekoliko minuta zbog homogenizacije uzorka.

**Čuvanje:** 2 - 8 °C

**Stabilnost:** 31 dan na 2 - 8 °C. Uzorak se ne smije zamrzavati.

#### **Napomena za upis rezultata:**

Rezultate analize koji su ispod donje granice mjernog područja metode upisati kao donju granicu mjernog područja (npr. ako je donja granica mjernog područja za albumin-U = 5 mg/L, a izmjereni rezultat iz dobivenog uzorka mokraće je manji od 5 mg/L, upisati rezultat 5 mg/L).

Moguće je upisati rezultate s **2 različita uređaja**. Prije upisa rezultata preporučamo da svakom uređaju dodijelite interni naziv (ID) kako bi kroz cikluse uvijek mogli pratiti rezultate s odgovarajućih uređaja.

**XIII**

## **BRZINA SEDIMENTACIJE ERITROCITA**

**Pretraga:** Brzina sedimentacije eritrocita (SE)

**Vrsta uzorka:** Komercijalni uzorak stabiliziranih humanih eritrocita u puferiranoj otopini

**Priprema:** Neposredno prije određivanja uzorak je potrebno stabilizirati na sobnoj temperaturi (15 - 30°C) **minimalno 15 minuta**. Nakon stabilizacije na sobnoj temperaturi, epruvetu s uzorkom potrebno je pažljivo i temeljito promiješati na slijedeći način: epruvetu postaviti uspravno između dlanova i pokretima naprijed-nazad **miješati uzorak 30 - 60 sekundi, uz povremeno lagano invertno okretanje epruvete**. Nakon što ste resuspendirali eritrocite i postigli homogenost uzorka, a prije samog analiziranja uzorak dodatno miješajte invertnim okretanjem epruvete najmanje 10 puta. Nije dozvoljeno snažno mućkanje epruvete kao ni miješanje pomoću automatskih miksera. Ako se uzorak nije resuspendirao, ponovite gornji postupak dok ne postignete homogenost uzorka.

S ovako pripremljenim uzorkom postupati kao s uzorkom pacijenta za ručne i automatizirane metode. Ako vaša metoda zahtjeva razrjeđivanje prije analize, tada ovaj uzorak također razrijedite. Rezultate unesite u sustav izborom u izborniku Pretraga „Brzina sedimentacije eritrocita (SE)“ te točno definirajte metodu i uređaj, ako koristite automatiziranu metodu.

Ako vaš uređaj za automatiziranu metodu nije dao rezultat, molimo da to napišete u Korisničku napomenu lijevo od rezultata.

**Čuvanje:** na sobnoj temperaturi (18 – 25 °C)

*S poštovanjem,  
CROQALM Tim*